

Carrés de coton - Sachet de 200 unités

Très absorbant et non pelucheux pour soins médicaux et cosmétiques - 8 x 10 cm

Les carrés de coton peuvent s'utiliser secs ou humides pour les soins médicaux et les soins cosmétiques ou corporels de toute la famille. Utilisation avec tous types de liquides (eau, sérum physiologique, alcool, lait de toilette,...).

- 100% coton.
- Carrés prédécoupés.
- Très absorbant.
- Non pelucheux.
- Doux au toucher.
- Multi-usages.
- Utilisation sec ou humide.
- Pour soins médicaux.
- Pour soins cosmétiques, démaquillage.
- Pour la toilette du visage et des mains.
- Pour le change des bébés.
- Sachet refermable.
- Confirmé dermatologiquement.

Dimensions: 8 x 10 CM

Conditionné en sachet refermable de 200 carrés de coton.

