

### Catheter IV court de sécurité Nipro Safelet Cath - Boite de 50

**Pour la pose en toute sécurité d'un accès veineux périphérique.**

**Cathéter IV court forme stylo SAFELET CATH de NIPRO.**

- Système anti roulage du catheter,
- Aiguille ultra fine pour une pénétration optimale,
- Canule flexible ETFE pour une résistance aux torsions,
- Offre la possibilité de mouvement sans traumatisme.

Aiguille hypodermique conforme à l'ISO 7864: 1993  
Catheter intraveineux conforme à l'ISO 10555-1 et ISO 10555-5  
Conforme à la norme EN 868-5 / 1999

Boîte de 50 unités.

Materiel medical CE 93/42

