

Cathéter pour hystéro 1 voie rigide avec mousse Pm-Care 1V-STD - Boîte de 5 unités - Prince Médical

Cathéter pour hystérographie et hystérosonographie 1 voie rigide avec mousse, stérile, à usage unique. Fabrication française.

Le cathéter pour hystéro 1 voie rigide avec mousse Pm-Care 1V-STD stérile, à usage unique, est conçu pour assurer l'étanchéité complète de la cavité utérine lors d'une hystérographie ou d'une hystérosonographie.

Sa voie rigide permet une insertion atraumatique et offre précision et sécurité en réduisant les mouvements indésirables lors de procédures délicates.

- Mousse intégrée pour une étanchéité complète

- Réduction du risque de fuite
- Rigidité du cathéter pour plus de stabilité et une meilleure orientation
- Manipulation simple en toute sécurité
- Insertion sans douleur pour plus de confort chez les patientes
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- À usage unique
- Sans latex

3 tailles disponibles : petit modèle, grand modèle, et coulissant. Le modèle coulissant permet de remonter plus haut dans le col de l'utérus pour l'injection

- **Petit** : Cathéter 2.45 mm / 7.5 FR - Mousse 15 mm - Longueur 33 cm
- **Grand** : Cathéter 2.45 mm / 7.5 FR - Mousse 25 mm - Longueur 33 cm
- **Coulissant** : Cathéter : 2.45 mm / 4.5 FR - Mousse 15 mm - Longueur 34 cm

Conditionnement : Vendus par boîte de 5 cathéters en emballage individuel stérile.

Dispositif Médical CE de classe I.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

