

Cathéter pour hystéro 2 voies, rigide avec cupule Pm-Care 2V-Cup -Boîte de 5 unités- Prince Médical

Cathéter pour hystérogographie et hystérosonographie 2 voies rigide avec cupule, stérile et à usage unique. Fabrication française.

Le cathéter pour hystéro Pm-Care 2V-Cup stérile et à usage unique 2 voies permet une utilisation polyvalente et simultanée de 2 liquides pour plus d'efficacité de soins durant l'examen gynécologique.

Rigide et avec une cupule en forme de cloche, il garantit une insertion contrôlée et précise ainsi qu'une étanchéité parfaite au niveau du col de l'utérus.

- Adhésion parfaite de la cupule qui agit comme une ventouse

- Étanchéité optimale et réduction des fuites du liquide
- Manipulateur rigide et déformable pour une insertion contrôlée et précise
- Utilisation atraumatique, en toute sécurité
- Cathéter 2 voies pour une réalisation simultanée de deux fonctions distinctes
- Robinet Luer Lock pour obturer les voies
- Tube gradué mobile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- À usage unique
- Sans latex

3 tailles de cupules disponibles :

- **Cupule 23 mm** - Cathéter 2,80 mm / 8,5 FR - Longueur 40 cm
- **Cupule 28 mm** - Cathéter 2.80 mm / 8,5 FR - Longueur 40 cm
- **Cupule 35 mm** - Cathéter 2,80 mm / 8,5 FR - Longueur 40 cm

Conditionnement : Vendus par boîte de 5 cathéters en emballage individuel stérile.

Dispositif Médical CE de classe I.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

