

## FICHE TECHNIQUE

### Cathéters IV BD Saf-T-Intima type microperfuseur double ailettes - Boite de 25

**Recommandé pour les veines fragiles et préconisés pour la réhydratation et la microperfusion**

**S'utilise en pédiatrie, gériatrie et oncologie.**

Microperfuseur Saf-T-Intima équipé d'un cône Luer-Lock et système de sécurité.

Assure une connexion compatible avec tous les matériels à embout Luer.

- Double ailette de fixation type épicroânienne.
- Système limitant les risques d'A.E.S. (Accident Exposant au Sang).
- Tubulure souple pour limiter les risques septiques.
- Radio-opaque.
- Apyrogène.

Matériel médical CE.

