

## FICHE TECHNIQUE



### Ceinture de maintien lombaire, avec sangles auto-agrippantes et renforts

Ouverture et fermeture par scratch. Avec renforts latéraux et centraux.

Ceinture lombaire de maintien avec bande auto-agrippante, 2 sangles de fixation extensibles auto-agrippantes, 2 renforts latéraux et 2 renforts centraux.

- Ouverture et fermeture par scratch.
- 2 sangles de fixation auto-agrippante extensible.
- Renforts latéraux et centraux.
- Coutures latérales renforcées.

#### 4 tailles disponibles :

- Taille S (75-85 cm)
- Taille M (85-95 cm)
- Taille L (95-105 cm)
- Taille XL (105-120 cm)

Lavable en machine à 40°C.

matériel médical CE.