

Chaise d'évacuation compacte et pliante spécial escaliers

Avec système de courroie permettant une descente sûre et contrôlée dans les escaliers.



- En toile polyester enduite PVC.
- Imperméable à l'eau.
- 2 grandes roues à l'avant (Ø 150 mm).
- 2 petites roues à l'arrière.
- 2 sangles de maintien.
- Poids supporté: 159 kg.
- Coloris: Noir.

Dimensions totales: L 90 x l 54 x H 156 cm.

Dimensions plié: L 30 x l 54 x H 120 cm.

Poids: 11,5 Kg.

Livré avec 2 sangles de maintien.

Garantie 2 ans.