

Chaise de douche avec assise XXL

Dossier amovible et taille ajustable pour un maximum de confort

Chaise de douche à assise très large permettant une position confortable et en toute sécurité.

Réglable en hauteur (6 positions) par simple pression.

Poignée de préhension pour aider à s'asseoir et se lever.

Dossier amovible.

Assise en plastique moulé anti-dérapante et structure en aluminium, sans risque de corrosion.

- 4 pieds anti-dérapants pour une meilleure stabilité.
- Évacuation de l'eau grâce à son assise perforée.

Dimensions de l'assise :

- Hauteur assise : 45 à 55 cm

- Largeur assise : 70 cm

- Profondeur assise : 42 cm

Poids maximal supporté : 155 kg

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

