

Chaise de douche hauteur variable avec accoudoirs

Avec accoudoirs et dossier amovibles pour une parfaite ergonomie

Chaise douche confortable offrant de grands accoudoirs recouverts de mousse pour aider la personne à s'asseoir et se relever.

Equipée de 4 pieds anti-dérapants réglables en hauteur (6 positions).

Dossier et accoudoirs amovibles.

- Assise perforée pour évacuer l'eau.
- Assise en PVC anti-dérapante.
- Structure en aluminium, sans risque de corrosion.
- Poids maximal supporté : 120 kg.

Dimensions de l'assise:

- Hauteur: 42 à 54 cm
- Largeur: 41 cm (Dimensions extérieures 45 cm x 45 cm au sol)
- Profondeur: 34 cm
- Entre l'assise et le haut de l'accoudoir: 30 cm

Poids: Environ 3 kg

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

