

FICHE TECHNIQUE

Champs de soins imperméables non stériles - 33 g - 45 x 78 cm - Robé Médical

Qualité 33g/m² plus résistante et absorbante. Dimensions 45 x 78 cm.

Champs de protection imperméables avec:

- 1 face absorbante en papier. 23g/m²
- 1 face imperméable en polyéthylène. 10g/m²

- Densité : 33 g/m².
- Pratique et résistant.
- A usage unique.
- Non stérile.
- Pour les soins infirmiers.
- Coloris vert.

Dimensions:

- 45 x 78 cm.

Conditionnement :

par sachet de 100 champs.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Existe également en dimension 38 x 38 cm.

