

## FICHE TECHNIQUE

### Champs de soins non tissés stériles - 76g

Une face absorbante et une face imperméable - Épaisseur 76 g/m<sup>2</sup>.

Champs de soins composés:

- d'une face absorbante 100 % viscose;
- d'une face imperméable en polyéthylène et polypropylène.

Stérilisation (par oxyde d'éthylène), garantie 5 ans.

Poids : 76 g/m<sup>2</sup>, épaisseur 20 microns

Dimensions :

- 50 x 50 cm (Carton de 100 champs)
- 45 x 75 cm (Carton de 100 champs)
- 75 x 90 cm (Carton de 50 champs)

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

