

Charges pour pouliothérapie - Chevilles et poignets - De 1KG à 4KG

Charge à accrocher aux chevilles et aux poignets pour la rééducation par la pouliothérapie

Charge à accrocher aux chevilles et aux poignets pour permettre de poursuivre la rééducation. Ces charges permettent d'ajouter du poids lors des exercices de pouliothérapie.

Boucle de réglage rectangulaire de 50mm, charge composée de 5 compartiments pour un poids bien réparti.

Les charges de rééducation sont en toile renforcée (**CORDURA Fabric**, tissu reconnu pour sa résistance aux déchirures et pour durer dans le temps).

Modèle disponible dans les poids suivants :

- 1KG - 115mm de hauteur - 1 boucle d'accroche rectangulaire,
- 1,5KG - 115mm de hauteur - 1 boucle d'accroche rectangulaire,
- 2KG - 135mm de hauteur - 1 boucle d'accroche rectangulaire,
- 4KG - 195mm de hauteur - 2 boucles d'accroche rectangulaires.

Fabriqué en France.

