

### Chariot de soins avec 2 tiroirs et accessoires

#### Pratique, compact et d'une grande résistance.

Avec double poignées pour un déplacement facile. Plan de travail en forme de plateau à rebords.

- Léger et silencieux.
- 2 tiroirs avec guides télescopiques pour une ouverture à 110%.
- Mécanisme de fermeture automatique.
- Entretien facile.
- 4 roulettes giratoires dont 2 à freins de Ø 100mm.

Structure, plan de travail, tiroirs : polymère ABS renforcé.

#### Dimensions : 850 x 430 x 840 mm

- Plan de travail : 660 x 410 mm
- Tiroirs (espace utilisable) : 5360 x 360 x 120 mm
- Séparation entre la tablette inférieure et les tiroirs : 330 mm

#### Modèle avec accessoires :

- Seau à déchets en acier inoxydable : 330 x 110 x 240 mm
- Support de 3 étagères en acier inoxydable (chaque étagère) : 330 x 110 x 80 mm
- Séparateur-diviseur pour 1 tiroir.

Options supplémentaires sur demande :

- Séparateur-diviseur pour 2 tiroirs.

Coloris : bleu.

Garantie 3 ans.

