

### Chariot desserte mobile avec portes - Robé Médical

Desserte mobile 4 tiroirs et 2 portes - Fabriqué dans les Vosges

Particulièrement adapté aux besoins des professionnels de Santé (Hôpitaux, laboratoires, EHPAD, cabinets médicaux, etc.)

La desserte permet de ranger facilement le matériel .

Ses 4 roulettes renforcées rendent cette desserte mobile et stable.



#### Caractéristiques :

- Face mélaminé coloris GRIS
- Structure stratifiée blanche
- Surface lisse facile à nettoyer et désinfecter
- Résistance aux désinfectants médicaux
- Poignées, tiroirs et manutention en inox
- 4 tiroirs de différentes hauteurs
- 2 portes
- Mécanisme de fermeture amortie
- 4 roulettes directionnelles Ø 10 cm avec double bandage anti-bruit dont 2 avec freins
- Portée maximale : 150kg

#### Dimensions totales :

L. 676 x l. 488 x H. 990 mm  
Hauteur du sol au-dessous du chariot : 105 mm  
Surface plan de travail : L.610 x l.410 mm  
Poids : 50 kg

#### Dimensions tiroirs :

- 3 tiroirs du haut : H : 65mm
- tiroir du bas : H : 140mm
- 2 Portes : H : 365mm

Livré partiellement monté: Poignées à visser.

Garantie : 2 ans.

Fabrication Française - Vosges (88)