

Chariot guéridon 3 plateaux avec 1 tiroir

Ensemble monté multi-usages avec 3 plateaux.

Guéridon en ABS avec 1 tiroir et 3 plateaux.

Plateau supérieur recouvert d'un plastique souple de protection, avec poignée en arc et rebord surélevé.

Barre d'appui en acier inoxydable 304.

- Structure en ABS.
- 3 plateaux.
- Bords arrondis pour plus d'hygiène.
- 2 poubelles (environ 10L chacune).
- 1 tiroir avec séparateur/diviseur.
- Pas de serrure.
- 4 roulettes directionnelles Ø 10 cm dont 2 avec freins.
- Nettoyage et désinfection facilités.
- Portée maximale: 50kg.

Dimensions: L. 74,5 x l. 47,5 x H. 91 cm.

Hauteur du sol au dessous du guéridon: 13,5 cm.

Poids: Environ 18kg.

Surface utile plateau du dessus: L.51 x l.43 cm.

Surface utile plateau du milieu: L.47 x l.35 x H.3,5 cm.

Surface utile plateau du dessous: L.49 x l.40,5 cm x H.6 cm.

Tiroir: l. 47 x P. 41 x H. 10,5 cm. Surface utile: l. 42 x P. 37 x H.9 cm.

Espace entre le tiroir et le plateau du milieu: 26,5 cm.

Espace entre le plateau du milieu et le plateau du dessous: 31 cm.

Coloris : gris/bleu.

Livré partiellement monté: les roulettes et les accessoires sont à fixer sur le guéridon.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.

