

Chariot guéridon tout inox structure et plateaux

Chariot Guéridon de soins en acier inoxydable qualité supérieure 18/10



Ensemble tout inox, avec deux plateaux à rebords, une barre de poussée, quatre roues (h:100 mm).
Structure démontable. Nombreuses options disponibles.

Existe en 2 dimensions :

- L600 x l 400 x H750 mm
- L700 x l 500 x H750 mm

Options disponibles:

- Tiroir à glissière, 400 x 270 x 100mm
- Porte cuvette
- Cuvette diamètre 30cm
- Porte flacons 6 trous diamètre 46mm
- Poubelle et support

Matériel fabriqué en Europe.

Livré démonté.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.