



### Chlorhexidine Gilbert désinfectante incolore 2% en flacon - 125ml, 250ml et 500ml

Pour la désinfection de la peau saine et du matériel de petite chirurgie.

Solution désinfectante pour la peau saine, avant et après un acte de petite chirurgie.

Désinfectant pour robinets, embouts de flacons ou bouchons obturateurs avant manipulation.

- Prêt à l'emploi.
- Incolore.
- Sans odeur.
- Ne pique pas.
- Ne pas utiliser sur les muqueuses.
- Utilisation sur une compresse ou un coton.
- Biocide Tp1 pour la désinfection de la peau saine.
- Biocide Tp2 pour la désinfection des surfaces et matériaux.

#### **3 conditionnements:**

- Flacon de 125 ml.
- Flacon de 250 ml.
- Flacon de 500 ml.

Fabrication française.

Respect des normes EN 1040 et EN 1275 pour la désinfection de la peau saine.

Respect des normes EN 13727 et EN 13624 pour la manipulation des embouts de flacons et bouchons obturateurs de lignes de perfusion.

**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**