

FICHE TECHNIQUE

Cif Cleanboost nettoyant multi-usage antibactérien - 750 ml

Avec agent nettoyant d'origine naturelle - TP4

Nettoyant multi-surface, conçu pour éliminer la saleté, les taches et les germes sur une variété de surfaces.

- Sans javel
- Élimine 99,9% des bactéries et des virus
- Air label A+ : Garantit de très faibles émissions dans l'air intérieur
- Odeur non agressive
- Compatible avec les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (TP4)

Élimine les bactéries connues comme :

- Escherichia coli
- Staphylococcus aureus
- Enterococcus hirae
- Pseudomonas
- Aeruginosa

Élimine les champignons connus comme :

- Candida albicans
- Aspergillus brasiliensis

Élimine les virus selon EN14476 : norme européenne relative à l'action virucide des produits chimiques, c'est-à-dire à leur capacité à tuer les virus.

Mode d'emploi :

- Pour nettoyer : Vaporiser la surface à nettoyer et rincer avec un chiffon ou une éponge humide
- Pour désinfecter : Vaporiser et laisser agir 15 minutes avant de rincer.

Précautions :

- Ne pas utiliser sur : le bois naturel, le bois peint, le marbre et le linoléum
- Nocif pour : les organismes aquatiques
- Ne pas mélanger avec d'autres produits nettoyants
- Tenir hors de portée des enfants

Conditionnement : flacon pulvérisateur 750 ml

