



### Ciseaux coupe-fil distal stérile, à usage unique Pm-Care Easy Cut - Boîte de 20 - Prince Médical

Ciseaux coupe-fil distal, stérile, à usage unique. Fabrication française.

Les ciseaux coupe-fil distal PM-CARE sont conçus pour garantir sécurité, confort et précision lors de la pose d'un dispositif intra-utérin.

Son utilisation assure une coupe précise et efficace des fils de suture pour un examen gynécologique optimal.

- Manipulation facile et prise en main confortable
- Coupe nette et précise de la lame tranchante
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Sans latex
- À usage unique

#### Matériaux :

- Corps en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Lame en acier inoxydable
- Axe en polyoxyméthylène (POM)

**Longueur :** 26 cm

**Conditionnement :** Vendus par boîte de 20 unités en emballage individuel stérile.

*Dispositif Médical CE de classe I.*

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*