



Ciseaux coupe-fil latéral stérile, à usage unique Pm-Care Easy Cut - Boîte de 20 - Prince Médical

Ciseaux coupe-fil latéral, stérile, à usage unique. Fabrication française.

Les ciseaux coupe-fil latéral Pm-Care sont conçus pour garantir sécurité, confort et précision lors de la pose d'un dispositif intra-utérin.

Son utilisation assure une coupe précise et efficace des fils de suture pour un examen gynécologique optimal.

- Manipulation facile et prise en main confortable
- Coupe nette et précise de la lame tranchante
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Sans latex
- À usage unique

Matériaux :

- Corps en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Lame en acier inoxydable
- Protecteur de lame en polyéthylène basse densité (PEBD)

Longueur : 22 cm

Conditionnement : Vendus par boîte de 20 unités en emballage individuel stérile.

Dispositif Médical CE de classe I.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.