

## FICHE TECHNIQUE

### Ciseaux plastique avec lames pointues en métal stériles Robé Médical

Ciseaux avec corps en plastique vert et lames en métal à bouts pointus.

Dimensions :

- Longueur ciseaux : 12 cm.
- Longueur partie métal : 4.5 cm.
- Longueur lame de coupe : 3 cm.

Stérilisation par oxyde d'éthylène garantie 5 ans.

Usage unique.

Pour vous faire bénéficier du confort des ciseaux métal avec l'avantage de l'usage unique, nous disposons également de [ciseaux inox stérile](#).

Conditionnement individuel stérile.  
Vendus par lot de 40 ciseaux.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Permettent d'effectuer des coupes de pansements, fils, bandages...

