



Cold Cream Crème hydratante visage et corps - Cooper - Tube de 50g

Soin protecteur et hydratant pour les peaux sèches, sensibles ou irritées des adultes et des enfants

La Cold Cream spéciale visage et corps, traite la sécheresse cutanée des peaux les plus fragiles en restaurant le film hydrolipidique, tout en luttant efficacement contre les agressions extérieures.

Crème haute tolérance avec des propriétés apaisantes, à utiliser dès l'âge de 30 mois.

Une composition propre et simple :

- Huile de paraffine
- Eau purifiée
- Blanc de baleine synthétique
- Cire d'abeille blanche
- Glycérine
- Sans borate de potassium
- Sans huile végétale
- Sans conservateur
- Sans colorant
- Sans antioxydant
- Sans parfum

Mode d'emploi :

Appliquer la crème 1 à 2 fois par jour matin et/ou soir. Masser délicatement la peau pour la faire pénétrer.

Usage conseillé en cas d'irritation liées à un lavage intensif des mains avec savon ou gel hydroalcoolique.

Le + : La crème peut aussi être utilisée comme excipient dans la réalisation de préparations dermatologiques.