

FICHE TECHNIQUE

Compresse hémostatique et cicatrisante - Algosteril - 5 x 5cm - Boîte de 10 ou de 16

Stop les saignements et aide à la cicatrisation des plaies.

Dispositif médical de classe III, composé d'alginate de calcium pur, destiné à l'hémostase, la cicatrisation et la maîtrise des risques infectieux des plaies.

Utilisation recommandée pour le traitement et la cicatrisation de:

- Plaies chirurgicales et traumatiques
- Plaies cavitaires et profondes
- Plaies chroniques
- Plaies infectées / à risque d'infection
- Plaies hémorragiques
- Hémostase des points de ponction
- Suintements hémorragiques en nappe per- et post- opératoires
- Brûlures profondes et superficielles

Recommandé pour les hôpitaux, les infirmières et les médecins.

Dispositif stérilisé par rayonnement bêta.

Dimensions:

- 5x5cm - Boîte de 10 compresses

Matériel médical CE.

