



Compresse hémostatique et cicatrisante - Bio-active et stérile - Coalgan - Boîte de 5

Stop les saignements et aide à la cicatrisation.

La compresse Coalgan composée d'alginate libère son calcium pour accélérer l'agrégation des plaquettes et favoriser la cicatrisation.

Particulièrement efficace chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux ou acquis.

Très efficace dans le traitement:

- Du saignement de nez
- Des brûlures superficielles et suintantes
- Des blessures à l'arcade sourcilière
- Des saignements buccaux
- Par compression de plaies

Composition : Alginate de calcium.

Conditionnement : Boîte de 5 compresses (5x3 cm).

Dispositif médical CE IIb.