

FICHE TECHNIQUE

Compresses de gaze stériles - 17 fils et 12 plis - 20 blisters de 5 compresses

Compresses de gaze stériles 17 fils 23 gr/m² - 12 plis

Compresses 17 fils et 12 plis (23 gr/m²), présentées par pochettes stériles de 5 unités, avec pliage chirurgical, bords rentrés,

- 100 % coton hydrophile, blanchi et purifié.
- Pliage chirurgical.
- Forte capacité d'absorption.
- Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Dimensions de la compresse :

- Pliée : 5 x 5 cm ; Dépliée : 15 x 20 cm, 12 plis.

Conditionnement sous blister stérile de 5 compresses.

Vendu par boîte de 20 blisters:

- Compresses 5 x 5 cm - 8 plis

Matériel médical CE.

