

Compresses de gaze stériles - 17 fils et 12 plis - 50 Blisters de 2 compresses - Robemed

Compresses de gaze stériles 12 plis 17 fils 23 gr/m²

Présentées par pochettes stériles de 2 unités, ces compresses sont disponibles en 3 formats, avec pliage chirurgical bords rentrés, qualité 17 fils (23 gr/m²).

- Forte capacité d'absorption.
- Procédé de stérilisation par oxyde d'éthylène, validité 5 ans.

Dimensions de la compresse :

- Pliée : 5 x 5 cm ; Dépliée : 20 x 20 cm.
- Pliée : 7,5 x 7,5 cm ; Dépliée : 27 x 30 cm.
- Pliée : 10 x 10 cm ; Dépliée : 30 x 40 cm.

Conditionnement sous blister stérile de 2 compresses.
Vendu par boîtes de 50 blisters.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

