



### **Compresses de gaze stériles - 17 fils et 8 plis - 50 Blisters de 2 compresses - 10 x 10cm - Robemed**

Compresses de gaze stériles 17 fils et 8 plis - Disponibles en 3 dimensions

Ces compresses sont conditionnées sous blister de 2 compresses, dans une boîte de 50 blisters (soit 100 compresses).

- Forte capacité d'absorption
- 100 % coton hydrophile blanchi et purifié
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Pliage chirurgical, bords rentrés

#### **Dimensions :**

- Pliée : 10 x 10 cm ; Dépliée : 30 x 40 cm.

**Conditionnement :** sous blister stérile de 2 compresses.

Vendu par boîtes de 50 blisters.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

#### **Autres dimensions disponibles :**

- [Pliée : 5 x 5 cm ; Dépliée : 20 x 20 cm.](#)
- [Pliée : 7,5 x 7,5 cm ; Dépliée : 27 x 30 cm.](#)