

### Compresses de gaze stériles - 17 fils et 8 plis - 50 Blisters de 5 compresses - Robemed

Compresses de gaze stériles 17 fils et 8 plis - Disponibles en 3 dimensions

Ces compresses sont conditionnées sous blister de 5 compresses, dans une boîte de 50 blisters (soit 250 compresses).

- Forte capacité d'absorption
- 100 % coton hydrophile blanchi et purifié
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Pliage chirurgical, bords rentrés

#### 3 dimensions disponibles :

- Pliée : 5 x 5 cm ; Dépliée : 20 x 20 cm.
- Pliée : 7,5 x 7,5 cm ; Dépliée : 27 x 30 cm.
- Pliée : 10 x 10 cm ; Dépliée : 30 x 40 cm.

**Conditionnement :** sous blister stérile de 5 compresses.

Vendu par boîtes de 50 blisters.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

