

FICHE TECHNIQUE

Connecteur à l'interface Kligo - USB

Périphérique permettant la connexion à la solution Kligo

Ce connecteur est un périphérique qui permet de connecter les dispositifs compatibles avec l'interface de Kligo et de récupérer directement les mesures sur votre logiciel de gestion de cabinet.

Achat unique : un connecteur est suffisant pour connecter la totalité des appareils de diagnostic avec Kligo.

Pour toute question relative à l'installation et à la configuration de la **solution Kligo**, contactez : emilie.a@robe-medical.com.



Caractéristiques :

- Périphérique USB de type A
- Dimensions : 14 x 18mm