

Coussin-masque thermique chaud/froid pour yeux et tempes, en gel 8 x 24cm - Actipoche - Cooper

L'effet chaud (au micro-ondes ou dans l'eau chaude) ou froid (au réfrigérateur ou au congélateur) pour soulager rapidement les maux de tête ou les orgelets.

Ce coussin thermique en gel, spécial yeux et tempes, permet de soulager rapidement et naturellement les maux de tête, les migraines ophtalmiques, la sécheresse oculaire ou encore les infections bénignes de l'œil.

Il agit efficacement grâce à son action à chaud ou à froid (cryothérapie) en fonction de la pathologie.

Réutilisable, il offre une solution durable et économique.

- Sous forme de masque
- Réutilisable
- Fonction chaud ou froid
- Effet immédiat sur la douleur
- Ergonomique
- Confortable et hygiénique
- Housse fournie

Conseils d'utilisation :

- À chaud : placer au micro-ondes (15 sec) ou dans l'eau chaude (30 sec) afin de soulager les orgelets, blépharites, chalazions, la rosacée oculaire ou la sécheresse oculaire

- À froid : mettre au réfrigérateur (3 h) ou au congélateur (7 min maximum) dans les cas d'œdème palpébral (yeux gonflés), de mal de tête, ou de migraine ophtalmique.

Dimensions : 8 x 24 cm

Précautions d'emploi :

- Toujours placer le coussin dans sa housse de protection avant de l'utiliser sur la peau
- Usage externe uniquement
- Ne pas l'utiliser chez l'enfant
- Ne pas appliquer sur une peau lésée, égratignée ou irritée
- Ne pas ingérer le gel

Dispositif Médical CE

