

Coussin thermique à effet chaud/froid pour genou en gel 20 x 30 cm - Actipoche - Cooper

Pour soulager rapidement les douleurs du genou grâce à son action à chaud (au micro-ondes ou dans l'eau chaude) ou à froid (au réfrigérateur ou au congélateur).

Ce coussin thermique conçu pour le genou permet de soulager la douleur rapidement et naturellement grâce à son action à chaud ou à froid (cryothérapie). Il offre un soulagement efficace des douleurs articulaires et musculaires, que ce soit pour des courbatures après une activité sportive intense ou pour les personnes ayant subi une opération chirurgicale du genou. Ce coussin thermique réutilisable offre une solution durable et économique.



- Sans actif médicamenteux
- Réutilisable
- Action rapide sur la douleur
- Simple d'utilisation
- Conserve la température chaude et froide
- Housse de protection fournie

Conseils d'utilisation :

- À chaud : placer au micro-ondes (30 sec) ou dans l'eau chaude (30 sec) afin de soulager les contractures musculaires et les douleurs articulaires.
- À froid : mettre au réfrigérateur (2h) ou au congélateur (20mn maximum) dans le cas d'entorses, d'élongations ou d'hématomes.

Dimensions : 20 x 30 cm

Précautions d'emploi :

- Toujours placer le coussin dans sa housse de protection avant de l'utiliser sur la peau
- Usage externe uniquement
- Ne pas l'utiliser chez l'enfant
- Ne pas appliquer sur une peau lésée, égratignée ou irritée
- Ne pas ingérer le gel