

Coussin thermique microbilles à effet chaud/froid yeux et tempes - 8 x 24cm - Actipoche - Cooper

L'effet chaud (au micro-ondes ou dans l'eau chaude) ou froid (au réfrigérateur ou au congélateur) pour soulager rapidement le mal de tête, la sécheresse oculaire ou les orgelets.

Ce coussin thermique, spécial yeux et tempes, permet de soulager rapidement et naturellement les maux de tête, les migraines ophtalmiques, la sécheresse oculaire ou encore les infections bénignes de l'œil. Il agit efficacement grâce à son action à chaud ou à froid (cryothérapie) en fonction de la pathologie. Sa texture en microbilles rend le masque ultra-flexible et permet de mieux épouser la forme du visage.

Ce coussin thermique réutilisable offre une solution durable et économique.

- Sans actifs médicamenteux
- Action rapide sur la douleur
- Conserve la température chaude ou froide
- Ultra-flexible grâce à sa technologie microbilles
- Réutilisable
- Housse de protection fournie

Conseils d'utilisation :

- À chaud, en cas d'orgelet, blépharite, chalazion, rosacée oculaire, sécheresse oculaire. Placer au micro-ondes ou dans l'eau chaude.

- À froid, dans le cas d'un œdème palpébral (yeux gonflés), mal de tête, migraine ophtalmique, en le plaçant au réfrigérateur ou au congélateur

Précautions d'emploi :

- Toujours placer le coussin dans sa housse de protection avant de l'utiliser sur la peau
- Ne pas l'utiliser chez l'enfant
- Ne pas utiliser sur une peau lésée ou irritée
- Ne pas ingérer les microbilles
- Usage externe uniquement

