

## **FICHE TECHNIQUE**









## Coussinets d'allaitement - Boite de 30

## Protègent vos vêtements lors des montées de lait.

Se placent à l'intérieur du soutien gorge pour absorber les fuites de lait.

Extrément doux et absorbants, confort optimal grâce à une forme anatomique et une bande de fixation.

Très aérés, ils laissent respirer la peau.

Voiles intérieur et extérieur en non-tissé. Coussin en cellulose.

Testés dermatologiquement. Conditionnement par boîte de 30 coussinets.