

FICHE TECHNIQUE





Crème de massage hypoallergénique - Dermacrem - 250ml, 500ml et 1L - Phytomedica

Crème non irritante pour tous types de peaux, au parfum de rose - Fabrication française.

La crème Dermacrem est spécialement formulée pour réduire les risques d'allergies cutanées. Elle est composée d'ingrédients sélectionnés avec soin pour leur douceur et leur innocuité, limitant ainsi les risques de réactions allergiques. Elle est onctueuse et pénètre facilement la peau pour un massage empli de douceur au parfum agréable de rose.

- hypoallergénique
- Respecte le pH de la peau
- Non irritante
- Convient à tous types de peau
- Adaptée aux peaux sensibles et réactives
- Fluide et filmogène

Application: Appliquer une noix de crème dans la main puis appliquer sur la zone souhaitée.

Précaution d'emploi :

- Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses
- Ne pas appliquer sur une peau irritée
- Usage externe

Odeur : Parfum de rose

Texture : Crème lisse et onctueuse

Conditionnement: Tube de 250 ml, flacon de 500 ml ou bidon de 1L

Composition: Aqua, Paraffinum Liquidum, Dimethicone, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Ceteareth-12, Ceteareth-20, Cetyl Palmitate, Cocoglycerides, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Parfum