

### Crème de soin pour la peau Silonda Sensitive Ecolab - Tube de 100ml et flacon de 500ml

Soin hydratant et nourrissant pour usage fréquent. Pour professionnels et patients.

Pour le soin de la peau suite à une désinfection hygiénique et chirurgicale ainsi qu'un lavage des mains antimicrobien ou classique.

Soin hydratant et nourrissant pour un usage fréquent en dehors des activités de soin et en fin de service. Sans parfum ni colorant.

- Usage pour professionnels et patients.
- Formule fluide, à base d'eau.
- Enrichi en émoullients nourrissants adoucissant la peau.
- Contient de la cire d'abeille créant une couche protectrice.
- Sans parfum ni colorant.
- Convient à tout type de peau.
- Testé sous contrôle dermatologique.

#### Mode d'emploi :

- Toujours appliquer sur mains propres.
- Appliquer une noisette de crème sur le dos de la main.
- Étaler la crème sur toute la zone en utilisant le dos des deux mains.
- Masser soigneusement sans oublier le bout et le pourtour des doigts ainsi que les pouces.
- Recouvrir les ongles et les cuticules de crème puis appliquer sur les poignets.

#### Contenance :

- Tube de 100 ml.
- Flacon de 500 ml.

**Composition :** Aqua, paraffinum Liquidum, Propylene Glycol, Stearic Acid, Palmitic Acid, Cera Alba, Triethanolamine, Carbomer, Pirocotone Olamine.

