



Crochet pour stérilet, stérile, à usage unique Pm-Care Retrieval- Boîte de 10 - Prince Médical

Crochet pour stérilet à usage unique, stérile. Fabrication française.

Le crochet pour stérilet Pm-Care, stérile à usage unique, allie précision et sécurité. Il est conçu pour pouvoir être incurvé manuellement afin de s'adapter à la morphologie de chaque patiente et faciliter l'examen gynécologique.

- Manipulation précise pour un examen en toute sécurité

- Meilleure prise en main avec la poignée rigide
- Souple et pouvant être incurvé manuellement pour être le moins invasif possible
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Sans latex
- À usage unique

Matériau : polyéthylène

Longueur : 263 mm

Conditionnement : Vendus par boîte de 10 en emballage individuel stérile.

Dispositif Médical CE de classe I.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.