

## FICHE TECHNIQUE



### **Cryo Sport - Gel à l'arnica - Etoile Medicale® - Pot de 500ml**

Gel de massage et ionisable puissant, à haute concentration d'arnica.

Ce gel de massage est enrichi en extrait d'arnica. Il est recommandé pour les soins masso-kinésithérapie.

Le gel Cryo Sport est également utilisé en milieu sportif pour les actions urgentes et immédiates.

Il possède une action récupératrice et phyto-traitante.

Ce gel apporte une effet froid intense et soutenu.

#### **Utilisation :**

Soin en cabinet, sur le terrain sportif, lors de compétition.

#### **Composition :**

extrait d'arnica, menthol, eucalyptus, camphre, menthe poivrée

#### **Conditionnement :**

Pot de 500 ml

Produit fabriqué en France

S'utilise dans les 6 mois après ouverture.

#### **Précautions d'emploi :**

- Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante
- Appliquer sur peau saine
- Ne pas utiliser sur l'enfant de moins de 15 ans
- Ne pas appliquer sur les muqueuses
- Ne pas avaler