

Cuillère flexible 3D silicone Saint Romain

Cuillère ergonomique modulable s'adaptant à toutes les morphologies.

La cuillère 3D est étudiée pour répondre aux problèmes de préhension des couverts lors de la prise des repas.

Cet article est flexible afin de pouvoir l'adapter à toutes les anatomies, on évite ainsi les manipulations douloureuses dues à l'utilisation du pouce.

La texture siliconnée empêche la cuillère de glisser des mains.

Les bords doux et souples permettent d'éviter les blessures au niveau de la bouche.



- Forme ergonomique modulable
- Pour droitier ou gaucher
- Ultra adhérence
- Nettoyage en lave-vaisselle
- Silicone
- Sans Bisphénol A
- Sans Phtalates
- 3 Coloris disponibles: bleu, framboise et gris

Retrouvez toute notre gamme de vaisselle ergonomique.

Dimensions:

- Longueur : 205 mm
- Largeur : 40 mm
- Poids : 52 gr

Fabriqué en France.