

FICHE TECHNIQUE

Culotte absorbante Impetus - taille haute - femme

La protection en toute élégance et discrétion.

Culotte haute respirante en coton, au design discret pour les incontinences légères et modérées (jusqu'à 60ml/jour)
Coupe élégante et haut niveau de finition.

La protection intérieure contient une technologie brevetée et testée, avec une partie absorbante anti-allergique, super fine, pour absorber l'urine et neutraliser les odeurs.

La peau reste toujours sèche grâce à l'absorption par les couches internes.

Idéal à porter tous les jours et pour le sport.

Remplace les protections à usage unique.

- Elimination et absorption des odeurs
- Hypoallergénique
- Ultra absorbant
- Matière alvéolée 3D
- Coutures scellées
- Pas de fuites
- Economique

Lavable en machine à 40°C, plus de 100 lavages.

Matière : coton et élastane

Tailles disponibles (Tour de taille) :

- Taille S : 38 - 90/94 cm ;
- Taille M : 40 - 96/100 cm ;
- Taille L : 42 - 102/106 cm ;
- Taille XL : 44 - 108/112 cm ;
- Taille XXL : 46 - 114/118 cm.

Couleur : noir

Produit réalisé par une entreprise Européenne au Portugal, travaillant pour les marques les plus prestigieuses.

