

## FICHE TECHNIQUE

### Culotte imperméable pour incontinences - Lot de 2

#### Pour une protection imperméable fermée pour Homme et Femme.

Finition élastique à la taille et aux jambes pour prévenir des irritations de la peau.

S'adapte à tous les produits d'incontinence.

- Très souple et confortable ;
- Polyuréthane 50 microns ;
- Anallergique ;
- Traitement anti-bactérien ;
- Anti-odeur permanent.

Lavable en machine à 90°C.

5 tailles disponibles :

- Taille S : 34/36 ;
- Taille M : 38/40 ;
- Taille L : 42/44 ;
- Taille XL : 46/48 ;
- Taille XXL : 50/52.

Vendu par lot de 2 pièces.

