

## FICHE TECHNIQUE

### Cupule transparente graduée stérile à usage unique - 60 ml, 120 ml et 250 ml

Permet de préparer des solutions liquides ou de recueillir des fluides corporels  
Cette cupule transparente graduée stérile est à usage unique.

Elle est disponible en 3 contenances :

- 60 ml | Diamètre de 5.8 cm | Graduations à 15/30/40 ml
- 120 ml | Diamètre de 8 cm | Graduations par 30 ml
- 250 ml | Diamètre de 9 cm | Graduations par 50 ml

**Usage :** Unique

**Stérilisation :** Oxyde d'éthylène

**Péremption après fabrication :** 5 ans

**Sachet :** Pelable (une face plastifiée, une face papier)

**Conditionnement :** Sachet individuel stérile - Vendu à l'unité

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Si la cupule est destinée à contenir des substances injectables, il est nécessaire de la rincer à l'eau stérile avant utilisation.

Matériel médical certifié CE 0197

