

FICHE TECHNIQUE

Cupules graduées plastique - Petit format - Lot de 1120 ou 1200 - Bastos

Idéales pour la préparation des solutions liquides

Cupules graduées, 100% polypropylène réutilisables.
Stérilisation Vapeur (121°C, 20 min) ou Oxyde d'éthylène.
Plastique résistant au froid et à la chaleur.

Disponible en 2 contenances:

- 60 ml, Ø 62 mm, graduations 10ml
- 120 ml, Ø 85 mm, graduations 15ml

Vendu par lot de 1120 ou 1200 cupules.

Utilisation pour la préparation et dilution des solutions.
Peut aussi servir pour la prise de médicaments liquides ou solides.

