



### Curette de Besnier-Lupus Fenêtrée - Bords tranchants - Acier inoxydable - 4 diamètres disponibles

Instrument médical en acier inoxydable et ouverture au centre pour un curetage de haute précision afin d'exciser les tissus avec plus de contrôle et moins de force.

Curette de Besnier-Lupus de qualité supérieure, réutilisable, en acier inoxydable de qualité chirurgicale, résistant à la corrosion et facile à stériliser.

La conception fenêtrée avec une ouverture au centre permet une meilleure observation de la zone traitée pour un curetage précis et l'évacuation des tissus excisés. Le bord tranchant semi-circulaire favorise une coupe efficace et contrôlée.

Le manche strié offre une prise en main stable et une manipulation précise même avec des gants.

**Matériel Médical CE 2017/745 de classe I.** Conforme ISO 9001:2015 / EN ISO 13485:2016 / EN ISO 14971:2019 / ISO 7153-1:2016 / EN 1041:2008+A1:2013 / EN ISO 15223-1:2016 / ISO 17664:2017.

#### 4 diamètres disponibles pour s'adapter à différents types de lésions :

- Curette de Besnier-Lupus - Fenêtrée - 2 mm
- Curette de Besnier-Lupus - Fenêtrée - 3 mm
- Curette de Besnier-Lupus - Fenêtrée - 4 mm
- Curette de Besnier-Lupus - Fenêtrée - 5 mm

**Longueur :** 14 cm

**Conditionnement :** Emballage individuel non stérile.

[Existe aussi en curette pleine.](#)