



Curette de Besnier-Lupus Pleine - Bords tranchants - Acier inoxydable - 4 diamètres disponibles

Instrument médical en acier inoxydable à bord rond tranchant pour un curetage de haute précision

Curette de Besnier-Lupus de qualité supérieure, réutilisable, en acier inoxydable de qualité chirurgicale, résistant à la corrosion et facile à stériliser

De forme pleine, avec un bord arrondi et tranchant pour un curetage uniforme et précis des tissus. Dotée d'un manche strié pour une prise en main confortable, et une manipulation précise même avec des gants.

Matériel Médical CE 2017/745 de classe I. Conforme ISO 9001:2015 / EN ISO 13485:2016 / EN ISO 14971:2019 / ISO 7153-1:2016 / EN 1041:2008+A1:2013 / EN ISO 15223-1:2016 / ISO 17664:2017

4 diamètres disponibles pour s'adapter à différents types de lésions :

- Curette de Besnier-Lupus - Pleine - 2 mm
- Curette de Besnier-Lupus - Pleine - 3 mm
- Curette de Besnier-Lupus - Pleine - 4 mm
- Curette de Besnier-Lupus - Pleine - 5 mm

Longueur : 14 cm

Conditionnement : Emballage individuel non stérile.

[Existe aussi en curette fenêtrée.](#)