



Curettes auriculaires éclairées - Assortiment de 50 curettes - 7 formes différentes - Bionix

Combinez l'illumination et le grossissement pour retirer efficacement et en toute sécurité le cérumen du conduit auditif.

La curette auriculaire éclairée avec grossissement permet une visualisation complète, précise et rapide du conduit auditif.

7 types de formes de curettes disponibles pour une adaptation optimale aux conditions anatomiques de chaque patient. Elles permettent également d'enlever en douceur les bouchons de cérumen de dureté différente.

- Usage unique
- Non stérile

Ce kit comprend :

- 1 source lumineuse LED
- 1 loupe de grossissement
- 7 types de curettes auriculaires (50 pièces au total)

Matériel médical CE

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.