

FICHE TECHNIQUE

Cuvette graduée plastique bleu - Grand format - Lot de 3 - Bastos

Idéale pour la toilette patient au lit

Cuvettes graduées, 100% polypropylène réutilisables.
Stérilisation Vapeur (121°C, 20 min), Oxyde d'éthylène ou rayons.
Plastique résistant au froid et à la chaleur.
Garantie sans latex et sans PVC.

Contenance : 6 L.
Graduations : 0,5 L.
Diamètre : 34,5 cm.

Utilisation pour la toilette patient, pour la préparation de solutions, pour la récupération des déchets.
Idéale pour les collectivités et hôpitaux.

Conditionnées par lot de 3 cuvettes.

Matériel médical CE.

