

FICHE TECHNIQUE



Cuvette graduée plastique bleu - Grand format - Lot de 3 - Bastos

Idéale pour la toilette patient au lit

Cuvettes graduées, 100% polypropylène réutilisables. Stérilisation Vapeur (121°C, 20 min), Oxyde d'éthylène ou rayons. Plastique résistant au froid et à la chaleur. Garantie sans latex et sans PVC.

Contenance : 6 L. Graduations : 0,5 L. Diamètre : 34,5 cm.

Utilisation pour la toilette patient, pour la préparation de solutions, pour la récupération des déchêts.

Idéale pour les collectivités et hôpitaux.

Conditionnées par lot de 3 cuvettes.

Matériel médical CE.