

Déambulateur 2 roues - réglable, avec assise et pliable

Rollator en acier, 2 roues avec poignées réglables en hauteur.

Rondo de verrouillage pour le réglage des poignées.

Piètement diamètre 22 mm.

Dimensions assise : 39 x 20 cm.

Dimensions totales : L 60 cm x l 53 cm x H 77 à 103 cm.

Poids : 5,5 kg.

Poids maximal supporté : 120 kg d'appui.

Ce déambulateur est pliable.

Apporte un réel soutien dans les déplacements.

Matériel Médical CE.

