

Déambulateur 3 roues - avec poignées anatomiques

Avec panier amovible et hauteur réglable.

Déambulateur 3 roues en acier.

Poignée réglable en hauteur avec 7 niveaux de réglages.

Livré avec panier amovible pour transport de petites charges (max 5kg) et son plateau couvercle.



- Déplacement adapté en intérieur ou extérieur.
- Roues souples avec roue avant multidirectionnelle.
- Prise en main facile, poignées anatomiques et confortables.
- Freins actifs par câble et débrayables en mode parking.
- Robustesse renforcée par cadre acier.
- Se plie facilement, panier amovible.

Dimensions totale :

- Profondeur : 59 cm.
- Largeur : 61 cm.

Dimensions pliés :

- Profondeur : 63 cm.
- Largeur : 24 cm.

Diamètre des roues : 18 mm.

Poids : 8,1 kg.

Poids maximal supporté : 110 kg.

Matériel Médical CE.