

Déambulateur Rollator 4 roues Delta - Salamender

Maniable et sécurisant grâce à ses freins débrayables.

Déambulateur pliable en acier avec 4 roues et un panier.
2 roues freinées pour plus de sécurité. Freins actionnés par poignées.

Facile à plier pour le transport et le rangement.

- Poignée réglable en hauteur (9 niveaux de réglages)
- Panier amovible
- Siège de repos
- Acier epoxy

Coloris : bleu nuit

Dimensions :

- Hauteur : 78 à 96 cm
- Largeur hors tout : 60 cm
- Longueur : 64 cm

Dimensions plié :

- Hauteur : de 78 à 96 cm
- Largeur : 60 cm
- Longueur : 16 cm

Dimension siège :

- Hauteur d'assise : 60 cm
- Longueur : 38 cm
- Profondeur : 16 cm

Dimension panier :

- Longueur : 40 cm
- Largeur : 30 cm
- Profondeur : 16 cm

Diamètre des roues : 8 pouces

Poids : 13 kg

Poids maximum supporté : 110 kg

Matériel Médical CE.

